

INSTRUÇÕES DE USO

DIACLEAN

- **Sumário:**

O DIACLEAN é uma solução de lavagem enzimática especialmente desenvolvida para a limpeza dos instrumentos e partes dos equipamentos hematológicos que entram em contato com as amostras de sangue. Graças a sua intensa atividade proteolítica, dissolve efetivamente coágulos e sedimentos protéicos. Possui a vantagem de ser menos nociva para as partes delicadas de plástico e cerâmica dos equipamentos do que as soluções de hipoclorito freqüentemente utilizadas.

- **Composição do DIACLEAN:**

- Somente para Uso Diagnóstico “ In Vitro ”.
- O produto vem embalado em frascos ou bolsas plásticas contendo 50 /100 / 500 ml / 1L ou 5L.
- O DIACLEAN deve ser armazenado entre 15°C - 35°C.
- O DIACLEAN contém:

Matérias Primas	Concentração (em L)
Enzima Proteolítica	< 0,10 %
Tampão Orgânico	< 0,30 %

Pronto para Uso

- **Estabilidade:**

O produto é estável até a data de vencimento indicada na etiqueta, quando mantido em sua embalagem original fechada e armazenado entre 15°C - 35°C.

- Validade:

- Frasco Fechado: 18 meses
- Frasco Aberto: 2 meses

- *Modo de Usar:*

- Retirar a tampa do frasco do DIACLEAN (guardar a tampa para fechar o frasco no momento do descarte);
- Encaixar o DIACLEAN no local apropriado do equipamento;
- Programar o equipamento seguindo orientações do Manual do Usuário;
- O próprio equipamento se encarrega de descartar a solução utilizada no recipiente para descarte.

- *Precauções:*

- O produto deve ser manuseado com os cuidados habituais no exercício laboratorial.
- Não utilizar interna ou externamente em humano ou animais.
- O DIACLEAN é irritante para os olhos e pele. Em caso de contato, lavar imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consulta um médico.
- Não ingerir.
- Somente para uso laboratorial in-vitro.

- *Limitações do Procedimento:*

- Este produto destina-se somente à limpeza e desobstrução de equipamentos hematológicos e não possui propriedades desinfetantes.
- O DIACLEAN deve ser bem enxaguado do equipamento antes do processamento das amostras.
- Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

- *Calibração:*

- É aconselhável calibrar o Contador de Células Sangüíneas após cada limpeza com o Detergente Enzimático com amostras ou controles conhecidos.

- *Controle de Qualidade:*

- Sugerimos o uso de controles comerciais conhecidos para os níveis Normal e Anormal do equipamento em uso.
- Os controles devem ser corridos antes de cada rotina, sempre que for utilizado um novo lote de reagente ou outro acessório e após a execução de manutenção preventiva e corretiva do equipamento.

- *Garantia de Qualidade:*

- A DIAGNO LTDA garante a qualidade do produto e se compromete a prestar assistência técnica e substituir o produto caso ocorram problemas decorrentes de fabricação, desde que as instruções de uso sejam seguidas corretamente, e os materiais utilizados sejam de boa qualidade.

- Referências Bibliográficas:

1. Zucker, S. and Brosious, E.: Preparation of quality control specimens for erythrocyte counting, hematocrit and hemoglobin determinations. Am. J. Clin Pathol., 53: 474-480,1970.
2. Natsui, T., Sasaki, T., Yoshikuni, T., Tsubokura, T.: A standard platelet suspension control of automatic platelet counting with Coulter Counter. Am. J. Clin. Pathol., 53:659-662, 1970.
3. Brittin, G. M., Drew, S.A., Fewell, E.K.: Automated optical counting of blood platelets. Blood, 38:422-430, 1971.
4. Humphries, R.K.; Miller, R.G.: Volume analysis of human peripheral blood leucocytes. Series Haematologica, 5:142-162, 1972.
5. Rowan, R.M.; Allan, W.; Prescott, R.J.: Evaluation of an automatic platelet counting system utilising whole blood. J. Clin. Path., 25:418-426, 1972.
6. Okuno, T.: Red cell size as measured by the Coulter Model S. J. Clin. Path., 25:599-602, 1972.

Revisado: 09/2017.

Fabricado por: Diagno Comércio e Manipulação de Produtos Químicos Ltda.
Av. Joaquim José Diniz, n° 787 - Fernão Dias
CEP: 31910 - 520, Belo Horizonte - Minas Gerais
CNPJ: 01.866.908/0001-45
Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Katia Helena Pansanato Osório
CRBM: 3534

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Diagno Com. e Manipulação de Produtos Químicos LTDA.
Av. Joaquim José Diniz, n° 787 - Fernão Dias
CEP: 31910 – 520 Belo Horizonte – Minas Gerais
Fone: 0XX31 3489-5100